

Lastik ve plastik

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ



DEUTSCH & NEUMANN GmbH
Richard-Wagner-Str. 48-50
D – 10585 Berlin

Tel. +49/30/3479110 Faks +49/30/34791199
<http://www.Deutsch-Neumann.de>
E-Mail:Deutsch-Neumann@t-online.de

Lütfen ana kataloğumuzu
isteyiniz



Emniyetli Puar

Nitelik: Doğal kauçuk (NR), Silikon (VMQ)
Renk kırmızı

Model: Standart
Üniversal



Emniyetli Puar >Flip™<

Nitelik: Doğal kauçuk (NR)
Renk kırmızı, siyah, yeşil, mavi, sarı

Bu puarın kullanımı çok kolaydır

- Sadece iki çalışma noktası ⬆ ⬇
- Otomatik supap ile boşaltma
- Sökülebilen otomatik supap sayesinde etkili iç temizlik



Hortumlar - Laboratuvar için


Nitelik: Silikon (VMQ)
Flor kauçuk (FPM)
Doğal kauçuk / Lateks (NR)
Polivinilklorür (PVC)
Polietilen (PE)
Politetrafloretilen (PTFE)
Bütül (IIR)
Akrilnitril-Bütadien (NBR)

Çok sayıda farklı boyutlarda - vakum uyumlu.

LASTİK TKAÇ – konik, DIN 12871'e göre (Deliklerle birlikte)

Nitelik: Doğal kauçuk (NR)
Akrilnitril-Bütadien (NBR)
Kloropren (CR)
Silikon (VMQ)

Boyutlar: Aø 3,5 ila 94 mm
Bø 6,5 ila 107 mm
Y 15 ila 65 mm



EMNİYETLİ GAZ HORTUMU

Gaz ocağı, DIN 30 665'e ve DVGW'e göre tüm gazlar için -
G 260 I / II.
DIN – DVGW tarafından test edilmiş, onaylı

100 mbar'a kadar çalışma basıncı

Nominal uzunluk: 0,5 m; 0,6 m; 0,75 m; 1 m; 1,25 m; 1,5 m; 2 m; 3 m.

PUAR

Nitelik: Polivinilklorür - yumuşak (PVC)
Ø 6 mm deliklere sahip

Küre Ø (mm)	25	30	42	48	62	72	84	94
Hacimler (ccm)	5	8	25	40	89	143	224	347

PİPET EMİCİ

Pastör pipetleri için

Nitelik: Doğal kauçuk / Lateks (NR)
Silikon (VMQ)
Doğal kauçuk (NR/SBR)

Hacimler: 1,5 ila 2 cm³

LASTİK KESE Hortumla birlikte

Döner buharlaştırıcı için

Nitelik: Doğal kauçuk (NR)
Renk kırmızı - turuncu

LABORATUVAR GEREÇLERİ

Nitelik: Silikon (VMQ) kaymaz taban
Renk kırmızı ve siyah

Boyutlar: 250 x 250 mm

Özellikler: +260°C'ye kadar dayanıklı, steril edilebilir