

# Bezpečnostní pipetovací balónek >FLIP™<

pouze se 2  
pracovními body!

Opravdová inovace \*

od Deutsch &

Neumann !

Výhody, které

máte v ruce .....




\* Euro Pat. Nr.637266  
US Pat. No. 5510083


**DEUTSCH&NEUMANN** GmbH 

# Ještě jednodušeji ovladatelný - čištění se stává hračkou. Pouze jediné provedení pro všechny velikosti pipet!

- 1 Odvzdušnění novým automatickým ventilem




- 2 Nasátí stiskem pracovního bodu



- 3 Vyprázdnění stiskem pracovního bodu




- 4 Vyfouknutí bez použití ventilu



Jednoduché vyjmutí ventilové automatiky pro pohodlné čištění vnitřního prostoru



Opětovné nasazení ventilové automatiky



Richard-Wagner-Str. 48-50  
Tel.: ++49/(0)30/3479110  
E-mail: Deutsch-Neumann@t-online.de

10585 Berlin  
Fax: ++49/(0)30/34791199  
Internet: www.Deutsch-Neumann.de

## DEUTSCH&NEUMANN GmbH



Dodávky a konzultace u Vašeho dodavatele: